

## การทดลองที่ 14

### การเตรียมสารละลายและการหาความเข้มข้นแน่นอนของสารละลาย HCl (Preparation of solutions and standardization of HCl)

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะการเตรียมสารละลาย
2. เพื่อทดลองหาความเข้มข้นแน่นอนของสารละลาย HCl

#### หลักการ


การหาความเข้มข้นของสารละลายกรดกรดไฮโดรคลอริก (HCl) โดยการใช้สารละลายมาตรฐาน NaOH ที่ทราบความเข้มข้น มาทำการไทเทรตกับสารละลาย HCl ตัวอย่าง จำนวนหนึ่ง เมื่อทราบปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาพอดีกับ HCl จำนวนหนึ่ง และมีอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งจุดยุติ ทำให้สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของกรด HCl ได้ [1]

สารละลายมาตรฐาน (Standard solution) คือสารละลายที่ทราบความเข้มข้นที่ถูกต้องและแน่นอน ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้ [2]

- 1) มีความเข้มข้นคงที่เป็นระยะเวลานาน
- 2) ทำปฏิกิริยากับสารที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว
- 3) ทำปฏิกิริยากับสารที่สนใจได้สมบูรณ์มากที่สุด โดนที่สีของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนแปลง ณ จุดยุติปรากฏอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- 4) ทำปฏิกิริยากับสารที่สนใจในอัตราส่วนของตัวเลขลงตัวที่แน่นอน เพื่อเขียนปฏิกิริยาที่สามารถดุลสมการได้ (Balance equation) ทางเคมีได้

การเตรียมสารละลายมาตรฐานสามารถทำได้ 2 วิธี

- 1) สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary standard solution) เตรียมได้จากการชั่งน้ำหนักที่แน่นอนของสารที่ต้องการใช้ แล้วละลายในตัวทำละลายให้มีปริมาตรที่ต้องการในขวดปรับปริมาตร จากนั้นจึงคำนวณค่าความเข้มข้นที่แน่นอนจากการชั่งน้ำหนักและปริมาตรที่เตรียม
- 2) สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ (Secondary standard solution) เตรียมได้จากสารละลายที่ไม่ทราบค่าความเข้มข้น แล้วนำมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ เพื่อหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย เรียกว่า การเทียบค่าความเข้มข้น (Standardize)



รูปที่ 14.1 การไทเทรต [1]

สำหรับการทดลองนี้เป็นการไทเทรตเพื่อหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย HCl โดยที่ จะบรรจุ อยู่ในบิวเรตต์ ซึ่งจะมีก๊อกไขปิด-เปิดเพื่อหยดสารละลายมาตรฐานมายังขวดรูปชมพู่ที่บรรจุสารละลาย มาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนอย่างโซเดียมคาร์บอเนต ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) ในการไทเทรตจะค่อยๆ หยด สารละลายที่บรรจุในบิวเรตต์ลงมาทำปฏิกิริยากับสารละลายในขวดรูปชมพู่ ทำการเขย่าหรือหมุนขวดรูปชมพู่ เพื่อให้สารผสมกันพอดี ไทเทรตจนกระทั่งอินดิเคเตอร์อย่างเมทิลออเรนจ์ (Methyl orange) เกิดการเปลี่ยนสี จึงหยุดไทเทรต แล้วบันทึกปริมาณสารละลายละลาย HCl ที่ใช้ เพื่อนำไปคำนวณหาความเข้มข้นสารละลาย HCl ได้จากสมการที่ 14.1 [3-4]

สมการปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น



จะเห็นได้ว่า ตัวไทเทรต T จำนวน t โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับสาร A จำนวน a โมล ฉะนั้น

$$\frac{\text{mol A}}{a} = \frac{\text{mol T}}{t}$$

$$\frac{\text{mmol A}}{a} = \frac{\text{mmol T}}{t}$$

$$\text{mmol A} = \left[ \frac{a}{t} \right] \text{mmol T} \quad (14.1)$$

เมื่อทราบหรือต้องการทราบน้ำหนัก (mg) จะได้

$$\text{mmol A} = \frac{\text{mg}_A}{\text{Mw. A}}$$

หรือ

$$\text{mmol T} = \frac{\text{mg}_T}{\text{Mw. T}}$$

หากต้องการทราบหรือต้องการทราบความเข้มข้น (mol/L) หรือปริมาตร (mL) จะได้

$$\text{mmol A} = M_A V_A$$

หรือ


$$\text{mmol T} = M_T V_T$$

เมื่อ	mg A หรือ T	คือ น้ำหนักของ A หรือ T ที่ใช้ (g)
	Mw. A หรือ T	คือ น้ำหนักโมเลกุลของ A หรือ T ที่ใช้ (g/mol)
	V A หรือ T	คือ ปริมาตรสารละลายที่ใช้ (mL)
	M A หรือ T	คือ ความเข้มข้น (M)

ตัวอย่างเช่น KHP 1.505 g ทำการไทเทรตกับสารละลาย NaOH พบว่าที่จุดยุติใช้ปริมาตรของสารละลาย NaOH 20.00 mL หาความเข้มข้นของ NaOH (กำหนดให้ Mw. KHP = 204.20 g/mol)

วิธีทำ

เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น



จะเห็นได้ว่า สารละลาย NaOH 1 โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับ KHP จำนวน 1 โมล และ KHP  $1.505 \times 10^3$  mg

จะได้



$$\begin{aligned} \text{mmol NaOH} &= \text{mmol KHP} \\ M_{\text{NaOH}} V_{\text{NaOH}} &= \frac{\text{mg}_{\text{KHP}}}{\text{MW}_{\text{KHP}}} \\ M_{\text{NaOH}} &= \frac{\text{mg}_{\text{KHP}}}{(\text{MW}_{\text{KHP}})(V_{\text{NaOH}})} \end{aligned}$$


$$M_{\text{NaOH}} = \frac{1.505 \times 10^3}{204.20 \times 20.00}$$

ดังนั้น ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH เท่ากับ 0.3685 M

ตัวอย่าง นำสารตัวอย่าง  $\text{NaHCO}_3$  หนัก 0.545 g ละลายในน้ำแล้วนำมาไทเทรตกับสารละลาย HCl พบว่าที่จุดยุติใช้ปริมาตร HCl 19.20 mL และการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย HCl ที่นำไปไทเทรตกับ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0.1005 g พบว่าปริมาตร HCl ที่จุดยุติเท่ากับ 15.00 mL จงหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย HCl (กำหนดให้  $M_w. \text{Na}_2\text{CO}_3 = 105.99 \text{ g/mol}$ )

วิธีทำ

เขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น



จะเห็นได้ว่า สารละลาย HCl 2 โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  จำนวน 1 โมล และ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$   $0.1005 \times 10^3$  mg

จะได้

$$\text{mmol HCl} = (2) \text{ mmol Na}_2\text{CO}_3$$

$$M_{\text{HCl}} V_{\text{HCl}} = (2) \left( \frac{\text{mg}_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{M_w_{\text{Na}_2\text{CO}_3}} \right)$$

$$M_{\text{HCl}} = (2) \left( \frac{0.1005 \times 10^3}{105.99 \times 15.00} \right)$$

ดังนั้น ความเข้มข้นของสารละลาย HCl เท่ากับ 0.1264 M

## อุปกรณ์

1. เครื่องชั่งสาร
2. บิวเรต ขนาด 50.00 mL
3. ปีกเกอร์ ขนาด 50, 600 mL
4. ปิเปต (Graduated pipette) ขนาด 10, 25 mL

## สารเคมี

1. HCl 36%w/w (Mw. 36.46 g/mol, ความหนาแน่น 1.18 g/mL)
2. เมทิลออเรนจ์ (Methyl orange)
3. โซเดียมคาร์บอเนต ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) (Mw. 105.99 g/mol)
4. น้ำกลั่น (DI water)



## วิธีการทดลอง

### ตอนที่ 1 เตรียมสารละลาย HCl

1. เติมน้ำกลั่น 250 mL ใส่ในบีกเกอร์ 600 mL
2. ปิเปตสารละลาย HCl ปริมาตร 2.00 mL ใส่ลงในบีกเกอร์ในข้อที่ 1 และผสมให้เข้ากัน

### ตอนที่ 2 การหาความเข้มข้นแน่นอน (Standardization) ของสารละลาย HCl

1. ชั่ง  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ประมาณ 0.10XX กรัม ในบีกเกอร์ 50 mL เติมน้ำกลั่น 25.00 mL โดยใช้ปิเปตขนาด 25 mL ใส่ขวดรูปชมพู่
2. หยดสารละลายอินดิเคเตอร์เมทิลออเรนจ์ 5-6 หยด
3. ไทเทรตด้วยสารละลาย HCl ที่บรรจุอยู่ในบิวเรต จนสารละลายเปลี่ยนจากสารละลายเหลืองส้มเป็นสีแดง จดปริมาตรสารละลาย HCl ที่ใช้ (ตามหลักเลขนัยสำคัญ)
4. ทำการทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง
5. นำปริมาตรสารละลาย HCl ที่ใช้ และน้ำหนักที่แน่นอนของ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  มาคำนวณหาความเข้มข้นสารละลาย HCl ในหน่วยโมลาร์ (M)



**รายงานผลการทดลองที่ 14 การเตรียมสารละลายและการหาความเข้มข้นแน่นอนของสารละลาย HCl**

**(Preparation of solutions and standardization of HCl)**

เขียนปฏิกิริยาการไทเทรต  $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{aq}) + 2\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

ความเข้มข้นของสารละลาย HCl .....M

รายการ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
น้ำหนัก $\text{Na}_2\text{CO}_3$ (g)			
ปริมาตรสารละลาย HCl ก่อนเริ่มการไทเทรต (mL)			
ปริมาตรสารละลาย HCl หลังสิ้นสุดการไทเทรต (mL)			
ปริมาตรสารละลาย HCl ที่ใช้ไป (mL)			
ปริมาตรสารละลาย HCl ที่ใช้ไป เฉลี่ย (mL)			

การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย HCl



CATRE  
LAB

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

.....

.....

.....

.....

.....

## อ้างอิง

- [1] J. Grover, “Acid-Base Titration: Types, Examples & Titration Curve,” 31 8 2023. [ออนไลน์]. Available: <https://collegedunia.com/exams/acid-base-titration-chemistry-articleid-7130>.
- [2] สุทธิณี มีสุข, “สารละลายมาตรฐาน,” 2011. [ออนไลน์]. Available: chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://reo13.mnre.go.th/th/view/?file=GMgMTqjqP5cBUt1pQWgYKqcGTSgnTqHqP1cAat5pQygAap5GQuqATp5qQEcZKtkpQlgZKpgTEgMJqfqTycMatipTIgoUqcGTMgY2q1qTycAKt2pQSgY3qxGTSgo2qfqUOcKti&n=54-01-28\_Standard%20solut. [เข้าถึง 15 9 2023].
- [3] พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และ สุชาดา จุอนุวัฒน์กุล, เคมีปริมาณวิเคราะห์ : เทคนิคและการทดลอง, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2008.
- [4] วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ, เคมีวิเคราะห์ (หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ), กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2020.

